

FILTER SELECTION LIST

CENTER WAVELENGTH (nm)	BANDWIDTH (FWHM)
265nm	25nm
272nm	25nm
290nm	25nm
313nm	23nm
330nm	90nm
330nm	26nm
345nm	14nm
350nm	60nm
365nm	19nm
375nm	50nm
380nm	14nm
420nm	20nm
425nm	50nm
425nm	100nm
440nm	20nm
475nm	20nm
475nm	100nm

CENTER WAVELENGTH (nm)	BANDWIDTH (FWHM)
509nm	20nm
528nm	5nm
532nm	17nm
542nm	10nm
550nm	100nm
558nm	5nm
570nm	20nm
575nm	100nm
578nm	10nm
580nm	20nm
590nm	17nm
615nm	17nm
615nm	100nm
620nm	10nm
645nm	17nm
650nm	100nm
660nm	10nm
667nm	17nm
669nm	10nm

CENTER WAVELENGTH (nm)	BANDWIDTH (FWHM)
675nm	100nm
680nm	10nm
700nm	10nm
717nm	10nm
750nm	100nm
775nm	100nm
790nm	10nm
832nm	5nm
843nm	27nm
850nm	100nm
858nm	120nm
860nm	10nm
918nm	10nm
972nm	10nm

Showing 1 to 51 of 51 entries